


SAUTER TI-HEA

Stanowisko do badania twardości metodą Shore'a A i D

KERN

Informacje o produkcie

Numer GTIN/EAN	4045761366176
Numer handlowy	90248000
Klasyfikacja REACH	brak substancji zabronionych

Piktogramy

STANDARD



Data utworzenia: 23.06.2026

Kategoria

Marka	Sauter
Kategoria produktu	Badanie twardości
Grupa produktów	Ręczny stanowisko do badania twardości metodą Shore'a
Rodzina produktów	TI-HE

System pomiarowy

Skale twardości	Brzeg A
Siła próbna Pomiar twardości	10 N

Konstrukcja

Wymiary po całkowitym montażu (szer. × gł. × wys.)	200×200×390 mm
Średnica płyty podstawy (Ø)	115 mm
Materiał	stal, lakierowana
Materiał obudowy	stal, lakierowana
Wysokość badanego obiektu [maks.]	50 mm
Zasięg ruchu dźwigni / zwolnienia [maks.]	20 mm

Warunki środowiskowe

Temperatura przechowywania [maks.]	40 °C
------------------------------------	-------

Pakowanie i wysyłka

Czas dostawy	1 d
Wymiary opakowania (szer. × gł. × wys.)	250×250×400 mm
Sposób wysyłki	Usługi kurierskie
Waga netto ok.	6 kg
Waga brutto ok.	7 kg
Waga przesyłki	6,3 kg
Waga objętościowa przesyłki	5 kg