

SAUTER TI-HED

Stanowisko do badania twardości metodą Shore'a A i D

KERN



Numer transakcji	90248000
Klasyfikacja REACH	brak substancji zabronionych

Piktogramy

STANDARD



Data utworzenia: 22.06.2026

Kategoria

Marka	Sauter
Kategoria produktu	Badanie twardości
Grupa produktów	Ręczny stanowisko do badania twardości metodą Shore'a
Rodzina produktów	TI-HE

System pomiarowy

Skale twardości	Brzeg D
Siła próbna Pomiar twardości	50 N

Konstrukcja

Wymiary (szer. × gł. × wys.)	200×200×470 mm
Wymiary obudowy (szer. × gł. × wys.)	200×200×470 mm
Wymiary po całkowitym zamontowaniu (szer. × gł. × wys.)	200×200×470 mm
Średnica płyty podstawy (Ø)	115 mm
Materiał obudowy	stal
Rodzaj napędu	ręczna korba
Wysokość badanego obiektu [maks.]	50 mm
Długość przesuwu przy ruchu dźwigni / zwolnieniu [maks.]	20 mm

Pakowanie i wysyłka

Czas dostawy	1 d
Sposób wysyłki	Usługa kurierska
Waga netto ok.	10 kg
Waga brutto ok.	13 kg
Waga przesyłki	12,35 kg

Informacje o produkcie

Numer GTIN/EAN	4045761274044
----------------	---------------