



Miernik powierzchni liści LLAM-A10

www.labtron.com | info@labtron.com

Przegląd

Miernik powierzchni liści LLAM-A10 zapewnia dokładny pomiar powierzchni, długości i szerokości liści w maksymalnym zakresie pomiarowym $2000 \times 155 \text{ mm}^2$. Zastosowano w nim zintegrowaną konstrukcję host-sonda z technologią mikrokomputerową do precyzyjnego przetwarzania danych. Detektor jest wyposażony w akumulator litowy o dużej pojemności do ciągłego użytku w terenie. Szeroko stosowany w rolnictwie, leśnictwie, meteorologii i badaniach roślin, zapewniając niezawodne działanie w różnych analizach parametrów liści.

Specyfikacje :

Jednostka testowa	centymetr kwadratowy
Dokładność	±2%
Rozdzielczość	0,01 cm ²
Długość pomiarowa	≤ 2000 mm
Szerokość pomiarowa	≤ 155 mm
Pojemność danych	≥ 5000 grup
Zasilanie	Bateria litowa: 3200 mA wewnętrzna, 1400 mA zewnętrzna wymienna
Waga brutto	3 kg

Cechy :

- Przyjazny dla użytkownika
- ekran LCD
- Wbudowany moduł kalibracyjny
- Interfejs komunikacyjny typu C
- Przechowywanie danych do 5000 grup
- Przenośny z aluminiową obudową
- Szybki pomiar bez uszkodzeń

Zastosowania :

Nasz miernik powierzchni liści LLAM-A10 jest idealny do stosowania w rolnictwie, leśnictwie, meteorologii i laboratoriach badawczych do pomiaru i analizy liści. Nadaje się również do szklarni, szkółek, instytucji edukacyjnych i badań terenowych.

Akcesoria standardowe :

- Jednostka główna
- Aluminiowe pudełko
- Kabel danych
- Ładowarka
- Dysk U (oprogramowanie Upper, film z obsługi, instrukcja elektroniczna)
- Smycz

