

Wytrząsarki laboratoryjne



Producent: Lauda

Wytrząsarki firmy Lauda (dawniej GFL) zapewniają wysoką jakość, trwałość oraz niezawodność. Wytrzymały, odporny na zużycie system mechaniczny zapewnia wyjątkowo płynną, niezawodną ciągłą pracę. Duży wybór akcesoriów sprawia, że są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie wymagane jest staranne mieszanie lub energiczne wstrząsanie.

- duży wybór wytrząsarek
- modele o ruchu liniowym lub orbitalnym
- proste w obsłudze
- zwarta konstrukcja
- ładowność od 8 do 30 kg
- w zależności od modelu sterowanie cyfrowe lub analogowe
- regulacja lub programowanie czasu i prędkości
- duży wybór akcesoriów

Podstawowe zastosowania:

- mieszanie płynów i proszków
- zapobieganie sedymentacji
- ekstrakcja z rozpuszczalnikami
- rozprowadzanie tlenu przy hodowli bakterii i drożdży
- przygotowywanie próbek w różnego rodzaju naczyniach

Model	VS 8 B	VS 15 B
Typ ruchu	liniowy	
Kontrola	elektroniczna	
Wymiary platformy	330x330mm	450x450mm
Maksymalny załadunek	8 kg	15 kg
Prędkość nastawna	20 – 300 rpm	
Amplituda	20 mm	30 mm
Timer	Od 1 minuty do 99:59 godzin lub praca ciągła	
Temperatura pracy	+10°C do +50°C	
RS232	opcjonalnie	
Wymiary (szer.gł.wys.)	350x355x160	480x487x160
Waga	12 kg	18 kg

Wyposażenie: Szeroki zakres platform wytrząsających oraz mocowań zarówno w formie wałków jak i uchwytyw sprężynowych.

KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: laboratorium@merazet.pl