

Zestawy z odczynnikami do testowania kilku parametrów

Kompletne wyposażenie

- do zestawu testowego dołączone są wszystkie wymagane akcesoria. W zależności od zestawu może to być tester pH, zlewki na próbkę, butelki i opakowania ze wskaźnikiem i odczynnikami oraz pojemniki do porównywania kolorów.

Wysoka rozdzielczość

- wszystkie testy zapewniają wysoką rozdzielczość w oparciu o oczekiwany zakres pomiaru.

Odczynniki zamienne

- nie ma potrzeby kupowania nowego zestawu, gdy odczynniki się wyczerpią. Odczynniki dla każdego parametru można zamówić indywidualnie.



HI3814

	Parametr	Metoda	Zakres	Testy (szt.)
HI3895 Zestaw testowy podstawowy dla rolnictwa.	Azot	kolorymetryczna	śladowe, niskie, średnie, wysokie	10
	Fosfor	kolorymetryczna	śladowe, niskie, średnie, wysokie	10
	pH	kolorymetryczna	4 do 9 pH	10
	Potas	turbidymetryczna	śladowe, niskie, średnie, wysokie	10
HI3896 Zestaw testowy profesjonalny dla rolnictwa	Azot	kolorymetryczna	śladowe, niskie, średnie, wysokie	25
	Fosfor	kolorymetryczna	śladowe, niskie, średnie, wysokie	25
	pH	kolorymetryczna	4 do 9 pH	25
	Potas	turbidymetryczna	śladowe, niskie, średnie, wysokie	25
HI3827 Zestaw testowy do wody kotłowej i zasilającej	Zasadowość (jako CaCO ₃)	miareczkowanie	0-100 mg/L (ppm); 0-300 mg/L (ppm)	około 110
	Chlorki (jako Cl ⁻)	miareczkowanie	0-100 mg/L (ppm); 0-1000 mg/L (ppm)	około 110
	Twardość (jako CaCO ₃)	miareczkowanie	0.0-30.0 mg/L (ppm); 0-300 mg/L (ppm)	około 100
	Fosforany	kolorymetryczna	0-5 mg/L (ppm)	50
	pH	tester pH	0.0-14.0 pH	żywność miernika
	Siarczyny (jako Na ₂ SO ₃)	miareczkowanie	0.0-20.0 mg/L (ppm); 0-200 mg/L (ppm)	około 110
	Zasadowość (jako CaCO ₃)	miareczkowanie	0-100 mg/L (ppm); 0-300 mg/L (ppm)	około 110
HI3821 Kombinowany zestaw testowy do wody kotłowej i w systemach chłodniczych	Chlorki (jako Cl ⁻)	miareczkowanie	0-100 mg/L (ppm); 0-1000 mg/L (ppm)	około 110
	Twardość (jako CaCO ₃)	miareczkowanie	0.0-30.0 mg/L (ppm); 0-300 mg/L (ppm)	około 100
	Fosforany	kolorymetryczna	0-5 mg/L (ppm)	około 50
	Tlen rozpuszczony	miareczkowanie	0.0-10.0 mg/L (ppm)	około 110
	Siarczyny (jako Na ₂ SO ₃)	miareczkowanie	0.0-20.0 mg/L (ppm); 0-200 mg/L (ppm)	około 110
	Kwasowość (jako CaCO ₃)	miareczkowanie	0-100 mg/L (ppm); 0-500 mg/L (ppm)	około 110
	Zasadowość (jako CaCO ₃)	miareczkowanie	0-100 mg/L (ppm); 0-300 mg/L (ppm)	około 110
HI3814 Zestaw testowy do monitorowania środowiska (idealny zarówno dla profesjonalistów jak i studentów)	Dwutlenek węgla	miareczkowanie	0.0-10.0 mg/L (ppm); 0.0-50.0 mg/L (ppm); 0-100 mg/L (ppm)	około 110
	Twardość (jako CaCO ₃)	miareczkowanie	0.0-30.0 mg/L (ppm); 0-300 mg/L (ppm)	około 100
	Tlen rozpuszczony	miareczkowanie	0.0-10.0 mg/L (ppm)	około 110
	pH	tester pH	0.0-14.0 pH	żywność miernika
	Zasadowość (jako CaCO ₃)	miareczkowanie	0-100 mg/L (ppm); 0-300 mg/L (ppm)	około 110
	Dwutlenek węgla	miareczkowanie	0.0-10.0 mg/L (ppm); 0.0-50.0 mg/L (ppm); 0-100 mg/L (ppm)	około 110
	Twardość (jako CaCO ₃)	miareczkowanie	0.0-30.0 mg/L (ppm); 0-300 mg/L (ppm)	około 100
HI3823 Zestaw testowy do wody morskiej	Tlen rozpuszczony	miareczkowanie	0.0-10.0 mg/L (ppm)	około 110
	pH	tester pH	0.0-14.0 pH	żywność miernika
	Zasolenie	miareczkowanie	0.0-40.0 g/kg	około 110
	Chlor wolny	kolorymetryczna	0-2.5 mg/L (ppm)	około 50
	pH	kolorymetryczna	6.0-8.5 pH	około 100
HI3887 Zestaw testowy do basenu Pool Line	Zasadowość (jako CaCO ₃)	miareczkowanie	0-100 mg/L (ppm); 0-300 mg/L (ppm)	około 110
	Chlorki (jako Cl ⁻)	miareczkowanie	0-100 mg/L (ppm); 0-1000 mg/L (ppm)	około 110
HI3817 Zestaw do badania jakości wody	Twardość (jako CaCO ₃)	miareczkowanie	0.0-30.0 mg/L (ppm); 0-300 mg/L (ppm)	około 100
	Żelazo	kolorymetryczna	0-5 mg/L (ppm)	50
	pH	tester pH	0.0-14.0 pH	żywność miernika
	Siarczyny (jako Na ₂ SO ₃)	miareczkowanie	0.0-20.0 mg/L (ppm); 0-200 mg/L (ppm)	około 110

HI3896



KOMPLETNE
ZESTAWY
DO ANALIZY

Pool
Line

HI3887

