

R-138i

ŁODÓWKA BIOMEDYCZNA

Dzięki kompaktowej konstrukcji ta lodówka podblatowa idealnie mieści się pod stołem roboczym, zapewniając rozwiązanie do przechowywania, które doskonale sprawdza się w miejscach o ograniczonej przestrzeni.



Obecnie nie ma żadnych produktów



+2°C
+20°C

Produkty mogą ulec zmianie w związku z ulepszeniami i ciągłym rozwojem. Firma Vestfrost Solutions zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich informacji bez uprzedniego powiadomienia.

WYMIARY

Wymiary zewnętrzne WxSxG, mm	825 x 595 x 642
Wymiary wewnętrzne WxSxG, mm	676 x 475 x 495
Masa brutto/netto, kg	56 / 45
Materiał obudowy wewnętrznej	ABS
Materiał obudowy zewnętrznej	Stal malowana
Waga opakowania, kg	11
Wymiary opakowania (wys. x szer. x gł.), mm	1037 x 710 x 650
Grubość izolacji	50
Rodzaj izolacji	Poliuretan z cyklopentanem
Rozprowadzanie powietrza	Dynamiczny
Mobilność	Standard: regulowane nóżki – opcja: kółka
Czynnik chłodniczy, typ / gram	R600a / 47
Sprężarka o zmiennej prędkości	Tak – technologia adaptacyjnego chłodzenia
Liczba sond	4

STEROWNIK

Sterownik	i-Care, ekran dotykowy
Język kontrolera	EN, DE, FR
Połączenie USB	Tak
Rejestrowanie	Dane, alarmy i zdarzenia
Wykres temperatury	Tak
Alarm wysokiej/niskiej temperatury	Tak
Alarm otwarcia drzwi	Tak
Alarm awarii sondy	Tak
Alarm awarii zasilania	Tak

PRZECHOWYWANIE

Pojemność, brutto/netto, l	138 / 117
Półki, pełne/połowe	2 / 1
Materiał półek	Perforowana stal nierdzewna

CECHY

Zamek	Tak
Oświetlenie LED	Tak
Zasilanie awaryjne kontrolera, 24 godz.	Tak
Termostat bezpieczeństwa	Tak
Okienko	Tak – Ø 20 mm
Styk bezpotencjałowy	Tak
Butelka referencyjna	Tak
Drzwi	Pełne
Cechy drzwi	Automatyczne: zamykanie < 90° – blokada przy zamknięciu > 90°
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	Tak

R-138i

ŁODÓWKA BIOMEDYCZNA

Dzięki kompaktowej konstrukcji ta szafka podblatowa idealnie mieści się pod stołem roboczym, zapewniając rozwiązanie do przechowywania, które doskonale sprawdza się w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

PARAMETRY		
Napięcie/Częstotliwość	Napięcie/Hz	230 V/50–60 Hz
Maksymalna temperatura otoczenia	°C	35°C
Maksymalna wilgotność	% wilgotności względnej	75%
PARAMETRY		
Wszystkie dane przy RT 20°C		
Zakres temperatur	°C	od 2 do 20
Równomierność działania – różnica między górą a dołem	°C	+/- 0,4
Czas schładzania	Minuty	30 min do 6°C
Czas utrzymania temperatury	Minuty	108 min do 10°C
Hałas	dB	44
Zużycie energii, kWh / 24 godz.	kWh/24 h	0,334 kWh/24h przy ustawieniu 5°C
Roczne zużycie energii	kWh/rok	121,9 kWh/rok przy ustawieniu 5°C
Chwilowe zużycie energii	kW	PD 0,080/Stabilne 0,025
Odprowadzanie ciepła*	W	50
Współczynnik U	W/m² K	0,59
ELEMENTY UKŁADU CHŁODNICZEGO		
Czynnik chłodniczy/Ilość (gram)		R600a/47 g
Liczba sprężarek	szt.	1
Sprężarka o zmiennej prędkości obrotowej	Tak/Nie	Tak
Wewnętrzny system dystrybucji powietrza (rodzaj)		Podwójny strumień powietrza
Wentylator parownika	Tak/Nie/Regulowany	Tak
Wentylator skraplacza	Tak/Nie/Regulowany	Nie
Liczba sond	szt.	4
Odszranianie	Tak/Nie	Tak – automatyczne
CECHY		
Termostat bezpieczeństwa	t/n/opcjonalnie	Tak
Blokada	t/n	Tak
Dioda LED	t/n	Tak
Zasilanie awaryjne kontrolera z baterii	t/n/opcjonalnie	Tak – 24 godz.
Okienko	t/n – Ø mm	Tak – Ø 20 mm
Styk bezpotencjałowy	t/n	Tak
Kółka	t/n/opcjonalnie	Opcjonalne
Drzwi	szklane/pełne	Pełne
Butelka referencyjna	tak/nie/opcjonalnie	Tak
Zamykanie drzwi	t/n/opcjonalnie	Tak
Możliwość odwrócenia kierunku otwierania drzwi	t/n	Tak
Automatyczne utrzymywanie temperatury 90°C	t/n	Tak
Wentylacja próżniowa + VIP (panel próżniowy)	t/n	Nie



* Odprowadzanie ciepła definiuje się jako średnią moc opartą na zużyciu energii, zaokrągloną w górę do najbliższych 50 W.

Produkty mogą ulec zmianie w związku z ulepszeniami i ciągłym rozwojem. Firma Vestfrost Solutions zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich informacji bez uprzedniego powiadomienia.

R-138i



ŁODÓWKA BIOMEDYCZNA

Dzięki kompaktowej konstrukcji ta szafka podblatowa idealnie mieści się pod stołem roboczym, zapewniając rozwiązanie do przechowywania, które doskonale sprawdza się w miejscach o ograniczonej przestrzeni.



Wszystkie wymiary podano w mm.

HB: Wysokość podstawy
(HB można regulować, gdy podana wartość wynosi xx-xx)



Produkty mogą ulegać zmianom w związku z ulepszeniami i ciągłym rozwojem. Firma Vestfrost Solutions zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich informacji bez uprzedniego powiadomienia.

R-138i

ŁODÓWKA BIOMEDYCZNA

Dzięki kompaktowej konstrukcji ta szafka podblatowa idealnie mieści się pod stołem roboczym, zapewniając rozwiązanie do przechowywania, które doskonale sprawdza się w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

<

Produkty mogą ulegać zmianom w związku z ulepszeniami i ciągłym rozwojem. Firma Vestfrost Solutions zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich informacji bez uprzedniego powiadomienia.