

ULTF-C74i

BIOMEDYCZNA ZAMRAŻARKA ULT

Konstrukcja skrzyniowa to ekonomiczny wybór, która dzięki poziomej pokrywie dobrze utrzymuje niską temperaturę.

Napięcie/Częstotliwość	Napięcie/Hz	230 V/50 Hz
Maksymalna temperatura otoczenia	°C	30 °C
Maksymalna wilgotność	% wilgotności względnej	65%
PARAMETRY		
Wszystkie dane przy RT 20°C		
Zakres temperatur	°C	od -20 do -86
Równomierność działania – różnica między górą a dołem	°C	+/- 0,9
Czas schładzania	Minuty	72 minuty do -75°C
Czas utrzymania temperatury	Minuty	64 min do -60°C
Hałas	dB	54
Tryb oszczędzania energii	kWh/24h	4 018 kWh/24h Ustawienie -70
Zużycie energii, kWh/24h	kWh/24h	5 325 kWh/24h Ustawienie -82
Roczne zużycie energii	kWh/rok	1943,25 kWh/rok Ustawienie -82°C
Chwilowe zużycie energii	kW	PD 0,540–0,370 / stabilne 0,340
Odprowadzanie ciepła*	W	250
Współczynnik U	W/m² K	0,19
ELEMENTY UKŁADU CHŁODNICZEGO		
Czynnik chłodniczy/Ilość (gram)		Nature R 2/121 g
Liczba sprężarek	szt.	1
Sprężarka o zmiennej prędkości obrotowej	Tak/Nie	Nie
Wewnętrzny system dystrybucji powietrza (rodzaj)		Statyczna
Wentylator parownika	Tak/Nie/Zmienny	Nie
Wentylator skraplacza	Tak/Nie/Zmienny	Tak
Liczba sond	szt.	1
Odszranianie	Tak/Nie	Nie

* Odprowadzanie ciepła definiuje się jako średnią moc opartą na zużyciu energii, zaokrągloną w górę do najbliższych 50 W.

Produkty mogą ulec zmianie w związku z ulepszeniami i ciągłym rozwojem. Firma Vestfrost Solutions zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich informacji bez uprzedniego powiadomienia.

Aktualizacja:
02/2026