

# VT 306

## BIOMEDYCZNA ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA

Zamrażarki niskotemperaturowe VT umożliwiają utrzymanie temperatury nawet do -45°C. Najwyższa stabilność, niezawodność, łatwość obsługi i czyszczenia sprawiają, że zamrażarki te są idealnym rozwiązaniem dla laboratoriów i szpitali.



-10 °C  
-45 °C

Produkty mogą ulegać zmianom w związku z ulepszeniami i ciągłym rozwojem. Firma Vestfrost Solutions zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich informacji bez uprzedzenia.

### WYMIARY

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Wymiary zewnętrzne WxSxG, mm                | 885 x 1265 x 605           |
| Wymiary wewnętrzne WxSxG, mm                | 635 x 1100 x 440           |
| Masa brutto/netto, kg                       | 73,2 / 67,6                |
| Materiał obudowy wewnętrznej                | Stal malowana              |
| Materiał obudowy zewnętrznej                | Stal malowana              |
| Waga opakowania, kg                         | 6                          |
| Wymiary opakowania (wys. x szer. x gł.), mm | 900 x 1313 x 725           |
| Grubość izolacji, mm                        | 80                         |
| Rodzaj izolacji                             | Poliuretan z cyklopentanem |
| Mobilność / kółka                           | Tak                        |
| Czynnik chłodniczy, typ                     | R290                       |
| Liczba sprężarek                            | 1                          |
| Wewnętrzny system dystrybucji powietrza     | Statyczny                  |
| Liczba sond                                 | 1                          |

### STEROWNIK

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Sterownik                          | XR30CX                      |
| Język sterownika                   | Brak języka – tylko 3 cyfry |
| Połączenie USB                     | Brak                        |
| Rejestrowanie                      | Brak                        |
| Wykres temperatury                 | Brak                        |
| Alarm wysokiej/niskiej temperatury | Tak                         |
| Alarm otwarcia drzwi               | Nie                         |
| Alarm awarii sondy                 | Tak                         |
| Alarm awarii zasilania             | Nie                         |

### PRZECHOWYWANIE

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Pojemność, brutto/netto, l | 296 / 284                                    |
| Kosze                      | 1                                            |
| Materiał kosza             | Stal pokryta proszkiem z tworzywa sztucznego |
| Pokrywy wewnętrzne         | Brak                                         |

### CECHY

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Zamek                                   | Tak           |
| Oświetlenie LED                         | Nie           |
| Zasilanie awaryjne kontrolera, 24 godz. | Nie           |
| Okienko                                 | Tak – Ø 12 mm |
| Styk bezpotencjałowy                    | Nie           |
| Drzwi                                   | Pełne         |
| Możliwość odwrócenia drzwi              | Nie dotyczy   |

# VT 306

## BIOMEDYCZNA ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA

Zamrażarki niskotemperaturowe VT umożliwiają utrzymywanie temperatur nawet do -45°C. Najwyższa stabilność, niezawodność, łatwość obsługi i czyszczenia sprawiają, że zamrażarki te stanowią idealne rozwiązanie dla laboratoriów i szpitali.

|                                                                                             |                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
|                                                                                             |                         |               |
| <b>Częstotliwość</b>                                                                        | Hz                      | 50 Hz         |
| <b>Maksymalna temperatura otoczenia</b>                                                     | °C                      | 30 °C         |
| <b>Maksymalna wilgotność</b>                                                                | % wilgotności względnej | 55%           |
| <b>PARAMETRY</b>                                                                            |                         |               |
| <b>Wszystkie dane przy RT 20°C</b>                                                          |                         |               |
| <b>Zakres temperatur</b>                                                                    | °C                      | od -10 do -45 |
| <b>Równomierność działania – odchylenie od średniej wartości zadanej w zakresie +/-</b>     | °C                      | -             |
| <b>Czas schładzania (od 25 do wartości zadanej fabrycznie)</b>                              | Minuty                  | 100           |
| <b>Czas utrzymania temperatury (od fabrycznej wartości zadanej do -25, -40 i -60) Pusty</b> | Minuty                  | -             |
| <b>Czynnik chłodniczy</b>                                                                   |                         | R290          |
| <b>Liczba sond</b>                                                                          | szt.                    | 1             |
| <b>Odszranianie</b>                                                                         | t/n                     | Nie           |
| <b>Wewnętrzny system rozprowadzania powietrza</b>                                           |                         | Statyczne     |
| <b>Liczba sprężarek</b>                                                                     | szt.                    | 1             |
| <b>Termostat bezpieczeństwa</b>                                                             | tak/nie                 | Nie           |
| <b>Zużycie energii w ciągu 24 godzin przy 25°C</b>                                          | kWh/24h                 | 3,74          |
| <b>Zużycie energii w ciągu roku, przy 25°C</b>                                              | kWh/rok                 | 1365          |

Produkty mogą ulegać zmianom w związku z ulepszeniami i ciągłym rozwojem. Firma Vestfrost Solutions zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich informacji bez uprzedniego powiadomienia.

Aktualizacja:  
02/2026