



Autoklaw Yeson E 18L BLACK

Autoklaw firmy YESON serii E (LED), komora o pojemności 18 litrów, zakwalifikowany do klasy B zgodnie z normą EN 13060. Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w: szpitalach, placówkach medycznych (w klinikach), w tym w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, a także w laboratoriach. Autoklaw może być również stosowany do zastosowań niemedycejskich i weterynaryjnych.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI:

- Klasa B - próżnia frakcjonowana
- Komora z nierdzewnej stali
- Wbudowana drukarka termiczna
- Zawór bezpieczeństwa
- Wyświetlacz LED
- Filtr bakteriologiczny
- Łatwa obsługa
- 4 gotowe programy pracy i 2 programy

testowe

- Sterylizacja opakowanych i nieopakowanych przedmiotów
- Opcja regulacji czasu sterylizacji
- Programy testowe – test Bowie & Dick/Helix Test, test próżni (test szczelności)
- Opcja utrzymania temperatury do następnego cyklu

OPIS:

- Autoklaw Model: YS-18L-E (LED)
- Wyrób medyczny: klasy IIb
- Komora o pojemności: 18 litrów
- Wyposażony w wyświetlacz LED
- Wbudowana drukarka termiczna
- Wewnętrzne zbiorniki na wodę destylowaną i zużytą
- Sposób załadunku: kosz z 3 tacami

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Zasilanie: 230V $\pm$ 10%, 50/60 Hz
- Moc znamionowa: 1950 W
- Temperatura otoczenia: +5°C ~ +40°C
- Wilgotność względna (%RH): $\leq$ 80%
- Ciśnienie atmosferyczne: > 70 kPa
- Maksymalne ciśnienie pracy: 0,21 ~ 0,24 MPa / 2,1 bara ~ 2,4 bara
- Maksymalna temperatura pracy: 134°C ~ 137°C
- Wymiary z zamkniętymi drzwiami: 650 mm x 505 mm x 425 mm
- Waga netto: około 55 kg
- Wymiary komory: 250 x 350 mm
- Wymiary tacek: górna: 19,5 x 29,5 cm | środkowa: 19,5 x 29,5 cm | dolna: 19,5 x 29,5 cm

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: laboratorium@merazet.pl