



Autoklaw Yeson E 8L BLACK

Autoklaw firmy YESON serii E (LCD), komora o pojemności 8 litrów, zakwalifikowany do klasy B zgodnie z normą EN 13060. Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w: szpitalach, placówkach medycznych (w klinikach), w tym w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, a także w laboratoriach. Autoklaw może być również stosowany do zastosowań niemedycejskich i weterynaryjnych.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI:

- Automatyczne bezpieczniki
- 9 programów pracy
- 2 programy testowe
- Funkcja opóźnionego startu
- Funkcja wstępnego nagrzewania
- Funkcja zabezpieczenia hasłem
- Klasa B - próżnia frakcjonowana
- Wbudowana drukarka
- Złącze USB do pendriva
- Wyświetlacz LCD
- Dotykowe przyciski sterowania
- Polskie i angielskie menu
- Blokada przed przypadkowym otwarciem

OPIS:

- Autoklaw Model: YS-8L-E (LCD)
- Wyrób medyczny: klasy IIb
- Komora o pojemności: 8 litrów
- Wyposażony w wyświetlacz LCD
- Wbudowana drukarka termiczna
- Wewnętrzne zbiorniki na wodę destylowaną i zużytą
- Sposób załadunku: kosz z 3 tacami
-

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Zasilanie: 230V $\pm$ 10%, 50/60 Hz
- Moc znamionowa: 1950 W
- Temperatura otoczenia: +5°C ~ +40°C
- Wilgotność względna (%RH): $\leq$ 80%
- Ciśnienie atmosferyczne: > 70 kPa
- Maksymalne ciśnienie pracy: 0,21 ~ 0,24 MPa / 2,1 bara ~ 2,4 bara
- Maksymalna temperatura pracy: 134°C ~ 137°C
- Wymiary z zamkniętymi drzwiami: 628,22 mm x 436 mm x 362,3 mm
- Waga netto: około 42,8 kg
- Wymiary komory: 180 x 320 mm
- Wymiary tacek: górna: 13 x 27 cm | środkowa: 15 x 27 cm | dolna: 13 x 27 cm

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: laboratorium@merazet.pl