



Nazwa: RT-MG-006/7 Suszarka laboratoryjna z wymuszoną konwekcją powietrza, pojemność 65 l

Producent: RadialTec

Standardy:

EN 932-5, EN 1097-5
ASTM C127, ASTM C136, ASTM D558,
ASTM D559, ASTM D560, ASTM D698,
ASTM D1557, ASTM D1559

Opis:

RT-MG-006/7 zapewnia wysoką dokładność i wydajność rozkładu temperatury w komorze roboczej dzięki wysoko wydajnej konwekcji i regulatorowi PID, który zapewnia rozdzielczość 0,1 °C. Urządzenie zapewnia zakres temperatur roboczych do 250°C

Suszarka laboratoryjna jest wyposażona w wyłącznik drzwiowy, który wyłącza ogrzewanie i konwekcję, gdy drzwi są otwarte. Jest również wyposażona w automatyczny wyłącznik nadmiernej temperatury zapewniający bezpieczeństwo pracy. Wewnętrzna komora i półki wykonane są ze stali nierdzewnej, zewnętrzna obudowa wykonana jest z metalu z polimerową powłoką proszkową. Dostarczana w komplecie z półkami ze stali nierdzewnej: RT-MG-006/7 - 2 szt.

Dane techniczne:

Pojemność	65 l
Zakres temperatur: od otoczenia do	250°C
Rozdzielczość	0,1 °C
Dokładność w zakresie 100-200 ° C	± 1 °C
Wentylator wewnętrzny	1 szt.
Wymiary wewnętrzne (szer. x głęb. x wys.)	400x400x410 mm
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.)	655x628x593 mm
Waga (w przybliżeniu)	48 kg
Maks. Zapotrzebowanie na moc	1500 W
Zasilanie	230 V, 50 Hz, 1 Ph

KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: laboratorium@merazet.pl