

Mikroskopy stereoskopowe serii SMZ171

Producent: MOTIC



- ergonomiczna, starannie zaprojektowana głowica optyczna
- sygnalizowana kliknięciem zmiana powiększenia
- okulary szerokokątne 10x/23mm
- nachylenie okularów 45°, regulacja dioptryjna w obu okularach ± 5
- regulacja rozstawu okularów 48-75mm
- płynna regulacja powiększenia ZOOM 6,7:1 Greenough
- zakres powiększeń 7,5-50x (standard)
- odległość robocza 110mm
- różne typy statywów do wyboru
- wersje trinokularowe głowicy optycznej do montażu systemu wizualizacji (np. rodziny MOTICAM)

Dane techniczne

Model	SMZ171-BP	SMZ171-TP	SMZ171-BLED	SMZ171-TLED
Zdjęcie				
System optyczny	typu Greenough			
Głowica	binokular, nachylenie 45°, obrót 360°	trinokular, nachylenie 45°, obrót 360°	binokular, nachylenie 45°, obrót 360°	trinokular, nachylenie 45°, obrót 360°
Okulary	szerokokątne WF10X/23mm, regulacja rozstawu 48-75 mm			
Współczynnik zoom	płynny zoom 6,7:1, WD=110mm			
Zakres powiększeń obiektów	0.75X-5X			
Ustawianie ostrości	zgrubne z regulacją oporu			
Statyw	płaska podstawa z kolumną i uchwytem głowicy		SMZ-171: szeroka podstawa z kolumną i uchwytem głowicy	
Oświetlanie	-		padające i przechodzące, LED 3W, płynna, niezależna regulacja natężenia	
Zasilanie	-		100-240V (CE)	
W zestawie	płytką biało-czarna, pokrowiec		płytką biało-czarna, matówka, pokrowiec	