



Mieszadło magnetyczne z grzaniem model MS7-H550-Pro do temp. 550C
Producent: Dragon Laboratory Instrument Limited

Mieszadła magnetyczne z grzaniem wyposażona w wyświetlacz LCD umożliwiające max temp. 550 C. Mieszadła wyposażone w bezszczotkowy silnik. Urządzenia posiada zabezpieczenie temperaturowe w 580 C. Możliwość doposażenia urządzenia w sensor PT1000 . maksymalne obroty dla mieszadła to 1500 rpm. Mieszadło posiada również znak ostrzegawczy informujący o gorącej powierzchni. Seria wyposażona w RS 232.

Parametry	MS7-H550-Pro
Wymiary platformy mm	184 x 184
Materiał platformy	Ceran
Max. objętość cieczy l	20
Max. długość mieszadła mieszającego mm	80
Obroty rpm	100-1500
Dokładność regulacji obrotów w rpm	+/- 1
Zakres temperatury C	od temp. otoczenia do 550 C
Wyświetlacz	LCD
RS 232	tak
Możliwość podłączenia czujnika PT 1000	tak
Wymiary mm	215 x 360 x 112
Waga kg	5,3

Certyfikat CE

KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: laboratorium@merazet.pl