

Płyta grzewcza

Producent: CAT



- sterowanie analogowe za pomocą pokrętki
- szeroki zakres wielkości od 135x135 do 600x300
- różne materiały płyt grzewczych : stal nierdzewna, ceramika, aluminium,
- szczelna obudowa elementów grzejnych zabezpieczająca przed zalaniem
- model H17.5 D – wyposażony w cyfrowy wyświetlacz, możliwość programowania timera, temperatury bezpieczeństwa, możliwość podłączenia zewnętrznego termometru, 2 obwody bezpieczeństwa,
- dostępna również łaźnia piaskowa model H4

Parametry techniczne:

Model	wymiary płyty	materiał płyty	Moc grzania	zakres temperatury	wymiary zewnętrzne
model cyfrowy					
H17.5D	□ 125	ceramika CERAN	600W	RT-600 +zewnętrzny termometr Pt-100	150x184x110
modele analogowe					
H3	□ 135	ceramika CERAN	600W	40-400	151x157x110
H3.1	sred 130	stal nierdzewna V2A	500W	40-300	151x157x110
H30/30	300x300	aluminium Eloxal	2000W	40-350	311x315x140
H30/30C	300x300	ceramika CERAN	2000W	40-450	311x315x140
H30/45	300x450	aluminium Eloxal	2000W	40-350	463x316x145
H30/45C	300x450	ceramika CERAN	2000W	40-400	463x316x147
H60/30	600x300	aluminium Eloxal	4000W	40-350	610x315x145
H60/30C	600x300	ceramika CERAN	4000W	40-400	610x315x145
łaźnia piaskowa					
H4	140x140x55	stal nierdzewna V2A	600W	40-300	151x157x165

Certyfikat CE