



Wytrząsarka SM AT Control

Producent: Edmund Bühler GmbH

Wytrząsarka nastółowa z funkcją grzania i z możliwością programowania szybkości wytrząsania przeznaczona do mieszania cieczy trudnorozpuszczalnych

- Wytrząsarka dostarczana z podstawową płytą grzewczą bez stelaży wzmacniających
- Cyfrowe wyświetlanie parametrów, wyświetlacz LC 76 x 42 mm
- Charakterystyczne podświetlane, białe przyciski funkcyjne
- Możliwość zapamiętania 10 programów
- Optyczny i akustyczny alarm sygnalizujący koniec pracy urządzenia
- Łatwa i prosta obsługa panelu sterowania
- Możliwość zaprogramowania czasu włączenia urządzenia

Parametry	...
Ruch	Orbitalny
Wymiary platformy:	560 x 400 mm
Maksymalny załadunek:	25 kg
Szybkość wytrząsania	15 - 300 obr/na min, regulowana bezstopniowo
Amplituda wytrząsania:	26 mm
Czas pracy	programowalny / ciągłe
Zakres temperatury:	Od temperatury otoczenia do 120 ° C
Dokładność	ok. +/- 1°C
Zasilanie	230 V, 50/60 Hz
Stopień ochrony	IP 21
Maks. moc grzewcza:	400 W
Temperatura otoczenia	5 ° C do 50 ° C
Relatywna wilgotność:	~ 85%
Wymiary (S x G x W)	680 x 610 x 160 mm
Waga:	40 kg

Certyfikat CE

KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: laboratorium@merazet.pl