



**Mieszadło magnetyczne MS-PA**  
**Producent: Dragon Laboratory Instrument Limited**

Mieszadło magnetyczne wyposażone w wyświetlacz LED, regulacja obrotów za pomocą pokrętki. Urządzenie dedykowane do mieszania małych objętości max. 3 litry.

| Parametry                   | MS-PA              |
|-----------------------------|--------------------|
| Wymiary platformy mm        | Ø 135              |
| Materiał platformy          | Plastik            |
| Max. objętość cieczy l      | 3                  |
| Max. długość mieszadełek mm | 50                 |
| Obroty rpm                  | 100-1500           |
| Regulacja obrotów           | Za pomocą pokrętki |
| Wymiary mm                  | 150 x 260 x 80     |
| Waga kg                     | 1,8                |
| Klasa ochrony               | IP 42              |

Certyfikat CE

**KONTAKT:**

**MERAZET S.A.**  
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33  
e-mail: laboratorium@merazet.pl