



Czasze grzewcze KM-G / KM-GH
Producent: SAF Wärmetechnik

Czasze grzejne LabHEAT® przeznaczone do kolb okrągłodennych. Elastyczny element grzejny; z zewnętrznym płaszczem; średnicy 60 mm, do kolb o poj. 500 mL; maksymalna temperatura 450 °C (model KM-G) oraz 900 °C (model KM-GH) . Urządzenia dostarczane wraz z uziemionym przewodem o dł. 1.5 m, z ustawianiem strefy grzania i RCD (Residual Current Detection); nominalne napięcie 230 V AC.

Model KM-G

Pojemność ml / l	Moc W	Strefa grzania	Nr kat.	Max temp. C	Zasilanie
25	65	1	95000025	450 °	230 V
50	75	1	95000050		
100	120	1	95000100		
250	180	2	85000250		
500	250	2	95000500		
1	450	2	95001000		
2	600	2	95002000		
3	800	2	95003000		
4	900	2	95004000		
5	1200	2	95005000		
6	1400	2	95006000		
10	2000	2	95010000		
20	2200	2	95020000		

Dostępny również model KM-GS do 450 ° C z wodoodpornym elementem grzejnym.

Model KM-GH

Pojemność ml / l	Moc W	Powierzchnia grzejna	Nr kat.	Max temp. C	Zasilanie
100	200	1	96200100	900 °	230 V
250	300	2	96200250		
500	500	2	96200500		
1	750	2	96201000		
2	1200	2	96202000		
4	1800	2	96204000		
6	2500	2	96206000		

KONTAKT:

MERAZET S.A.
 ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
 e-mail: laboratorium@merazet.pl