

Palniki laboratoryjne

Producent: Schuett-biotec



Automatyczne palniki gazowe Phoenix II wyposażone w czujnik na podczerwień oraz włącznik nożny.

- **Phoenix Eco II** - palnik uruchamiany przyciskiem nożnym lub włącznikiem ON/OFF; idealny do komór mikrobiologicznych
- **Phoenix II Standard** - palnik z kolorowym wyświetlaczem, uruchamiany przyciskiem nożnym lub włącznikiem ON/OFF, posiada wybór języka sterowania oraz aktywację zwiększania płomienia
- **Phoenix II Accu** - palnik z kolorowym wyświetlaczem i możliwością zasilania ładowalnymi bateriami, czujnikiem czasowym, uruchamiany przyciskiem nożnym lub włącznikiem ON/OFF, posiada wybór języka sterowania oraz aktywację zwiększania płomienia

Parametry techniczne:

- wymiary (szer. x gł. x wys.) mm - 125 x 160 x 85
- ciężar - 1000 g
- zasilanie - 100-240 V 50/60 Hz

Bezpieczeństwo:

- kontrola zapłonu: automatyczne zamknięcie dopływu gazu w przypadkach, kiedy w ciągu 10 sekund nie dojdzie do inicjacji płomienia
- kontrola płomienia: automatyczne ponowne zapalenie palnika w przypadkach, kiedy podczas pracy przypadkowo dojdzie do zgaszenia płomienia
- bieżąca kontrola pracy palnika: automatyczne odcięcie dopływu gazu w przypadkach, kiedy palnik zostaje zgaszony w wyniku zalania i nie może zostać ponownie automatycznie uruchomiony
- ochrona przed przegrzaniem

Zasilanie:

- gaz ziemny lub gaz propan-butan
- naboje gazowe CV 360 lub C 206 po zamontowaniu specjalnego adaptera (wyposażenie dodatkowe)
- zasilacz 230 V / 50 Hz jako wyposażenie standardowe
- opcjonalnie zasilanie 12V (wyposażenie dodatkowe)
- baterie