

Pipety wielokanałowe o zmiennej pojemności Discovery Pro

Producent: HTL



Pipety wielokanałowe z serii DISCOVERY PRO występują w dwóch wersjach:

- 8 kanałowej (DP8)
- 12 kanałowej (DP12)

Dane:

- Szybka nastawa pojemności
- Blokada nastawy pojemności
- Idealnie dopasowana do dłoni
- System miękkich sprężyn
- Rewolucyjny mechanizm „aktywnych trzonów” w module wielokanałowym
- Większe cyfry w liczniku nastawy
- Wyrzutnik 360°
- Autoklawowalna w całości
- Odporna na promieniowanie UV

- Doskonałe parametry dokładności i powtarzalności

Parametry techniczne:

Model	Nr kat.	Kolor	Pojemność (μl)	A (%)	P (%)	Typ końcówki
DP8-10 DP12-10	4951 4955	CZERWONY	Min 1 5 Max10	± 8.0 ± 4.0 ± 2.0	± 6.0 ± 2.0 ± 1.2	10 μl
DP8-50 DP12-50	4952 4956	ŻÓŁTY	Min 5 25 Max 50	± 4.0 ± 3.0 ± 1.6	± 2.5 ± 1.2 ± 0.6	200 μl
DP8-200 DP12-200	4953 4957	ŻÓŁTY	Min 20 100 Max 200	± 3.0 ± 1.5 ± 1.0	± 1.5 ± 0.8 ± 0.6	200 μl
DP8-300 DP12-300	4954 4958	ZIELONY	Min 50 150 Max 300	± 1.6 ± 1.2 ± 1.0	± 1.5 ± 1.0 ± 0.6	300 μl