

Wirówka stołowa typ ROTOFIX 32 A

Producent: Andreas Hettich GmbH & Co. KG

ROTOFIX 32 A

Prosta, wytrzymała, i uniwersalna wirówka do rutynowych zadań laboratoryjnych w gabinetach lekarskich i małych szpitalach, chemii klinicznej i cytologii. Wytrzymała budowa pozwala zastosować ją w laboratoriach przemysłowych i badawczych np. do testowania kąpeli chromowych

- metalowa obudowa i komora wirowania ze stali nierdzewnej
- automatyczne rozpoznawanie rotorów
- zabezpieczenie niewyważenia rotora
- przycisk krótkiego wirowania
- możliwość ustawiania czasu i prędkości oraz podglądu przyspieszenia.



Parametry techniczne:

model	ROTOFIX 32A
masymalna pojemność	4x100ml/32x15ml
maks prędkość RPM	6000
maks przyspieszenie RCF	4226
Czas pracy	1-99 min, praca ciągła, przycisk krótkiego zwirowania
min czas rozpędzania/hamowania do maks prędkości obrotowej	13/15
liczba charakterystyk rozpędzania/hamowania	1
zakres regulacji temp.	-
ilość programów	1
zużycie energii	300VA
waga	ok. 23 kg
wymiary (mm)	257x366x430

Wyposażenie opcjonalne:

- rotory: horyzontalne i kątowe (dla wybranych modeli)
- wkładki redukcyjne
- probówki

Certyfikat CE
Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny