

Wybór paneli montażowych



ref. MODULO-1

- Rama wyposażona w kółka.
- Instalacja do 20 modułów (W-166mm x H-250mm)
- Wymiary: H-1610 x W-940 x D-500mm



ref. MODULO-2

- Rama wyposażona w kółka.
- Instalacja do 20 modułów (W-166mm x H-250mm)
- Półka o wymiarach 1500 x 350mm, z regulowaną wysokością
- Wymiary : H-2040 x W-1620 x D-650mm



ref. MODULO-3

- Panel montażowy montowany do stołu. (stół dostępny oddzielnie)
- Instalacja do 24 modułów (W-166mm x H-250mm)
- Wymiary (bez stołu): H-1100mm x W-1500 x D-500mm
- Regulowana głębokość ustawienia panelu montażowego. Regulacja w zakresie 250mm.


Elementy wspólne dla 3 rodzajów paneli montażowych



Rear view



Front view



Konsola zasilająca

Przód:

- 1 16A wyłącznik RCD (30mA - opcja)
- 1 Przycisk bezpieczeństwa
- 1 Przycisk załączający + lampka sygnalizacyjna ON
- 1 Wyjście główne 230V+E w postaci wtyków 4-mm
- 2 Gniazda zasilające 2P+E 230VAC

Tył:

- 10 Gniazd zasilających 2P+E 230VAC

Uchwyt dla przewodów pomiarowych

- Długość: 50cm.
- 30 uchwytów.
- Możliwość montażu uchwytu na całej szerokości panelu montażowego
- Montaż na boku ramy