


Oświetlacze diodowe Photonic

Producent: Photonic



Oświetlacze diodowe stanowią doskonałą alternatywę dla klasycznych źródeł światła zimnego. Zostały zaprojektowane specjalnie do współpracy z mikroskopami stereoskopowymi.

Główne cechy:

- barwa światła zbliżona do dziennego
- bardzo długi czas życia
- brak podczerwieni i ultrafioletu
- minimalne nagrzewanie próbki
- kontrola jasności
- brak migotania
- niskie zużycie energii elektrycznej

Dane techniczne:

Model	LED40	LED80	LED HI-Power Spot
Zdjęcie			
Temperatura barwowa	5000K		
Wydajność	>30W halogen	na poziomie 150W halogen	
Odległość robocza	55 – 120 mm	35 – 120 mm / 120 – 300 mm	-
Czas życia	ok. 25 000 h		
Średnica pierścienia	66 mm (szeroki wybór adapterów)		-
Rodzaj oświetlenia	40 diod LED	80 diod LED	2 diody LED Hi-Power
Zasilanie	230 VAC / 50 Hz		
Inne	regulacja natężenia oświetlenia, wygodny i łatwy w obsłudze kontroler (wersja standardowa i z segmentacją)	regulacja natężenia oświetlenia, segmentacja, wygodny i łatwy w obsłudze kontroler	wygodny i łatwy w obsłudze kontroler