



Zbiorniki GT do przedłużonego przechowywania próbek biologicznych





Producent: AIR LIQUIDE

Linia zbiorników GT została zaprojektowana do długoterminowego przechowywania próbek biologicznych w słódkach lub fiolkach. Zbiorniki te są dedykowane do przechowywania dużej liczby próbek w małej objętości.

Model NATAL umożliwia pełną kontrolę dzięki zastosowanemu systemowi pomiaru temperatury i poziomowi cieczy.

Podstawowe akcesoria:

- podstawa na kółkach - A
- kieliszki - B
- kanistry na fiolki - C
- pokrywa - D
- uchwyty ze stali nierdzewnej - E



Parametry techniczne:

Modele	GT2	GT3	GT7	GT9	GT11	GT21	GT35
Charakterystyka							
Pojemność użytkowa	2	3,7	7,1	9,3	12,2	21,5	33,6
Średnica szyjki (mm)	30	50	50	50	50	50	50
Ciężar pustego naczynia (kg)	1,9	4,5	7,2	8,2	9,2	13	15
Ciężar pełnego naczynia (kg)	3,5	7,5	12,9	15,7	19	30,4	43
Średnica zewnętrzna (mm)	174	248	308	358	308	388	468
Wysokość (mm)	392	405	480	450	630	660	660
Zużycie (l)							
Dziennie odparowanie (l/dzień)	0,08	0,11	0,11	0,11	0,09	0,09	0,09
Statyczny czas trzymania (w dniach)*	25	33	65	84	130	225	350
Dynamiczny czas trzymania (w dniach)**	15	21	41	50	80	140	219
Pojemność przechowywania							
Liczba pojemniczków/kanistrów	3	6	6	6	6	6	6
Średnica pojemniczków	26	38	38	38	38	38	38
Wysokość pojemniczków	120	120	120	120	120 lub 280	120 lub 280	120 lub 280
Liczba poziomów kieliszków	1	1	1	1	1 lub 2	1 lub 2	1 lub 2
Max pojemność 0,25 ml słódek	330	1560	1560	1560	1560 3120	1560 3120	1560 3120
Max pojemność 0,5 ml słódek	150	720	720	720	720 1440	720 1440	720 1440
Max pojemność składowania w 2 ml rurkach/fiolkach (na uchwytach do ampulek 2-poziomowych kanistrach)	-	-	-	-	180	180	180

* dzieńne odparowanie i statyczny czas trzymania został zmierzony w 20°C, 1013 mb, (zbiornik nieruchomy, zamknięte wieczko).

Wartości te są nominalne i mogą się różnić w zależności od zużycia i tolerancji wykonania.

**wartość orientacyjna, która może się znacznie różnić w zależności od czasu napełnienia

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865

19 33

e-mail: laboratorium@merazet.pl