

Łaźnia wodna WB 436-A

Producent: Funke Gerber



- Analogowa regulacja temperatury za pomocą pokrętki
- Odczyt temperatury możliwy jedynie przy zastosowaniu zewnętrznego termometru
- Temperatura regulowana od temperatury otoczenia do 100°C
- Ochrona przed przegrzaniem
- Przykładowe dodatkowe wyposażenie: stojak na 36 tłuszczomierzy, uniwersalna przekładka, pokrywka

Parametry techniczne:

Parametry	Łaźnia wodna WB 436-A
Zasilanie	230 V / 50...60 Hz/ 1000 W
Wymiary	396 x 331 x 265 (głęb. x szer. x wys.) mm
Objętość	około 16 L
Waga	10 kg