

Demineralizator PURELAB Flex 2

Producent: ELGA



Proste oczyszczanie wody

Intuicyjny w użyciu,
ergonomiczny dozownik

Wyswietlacz jakości wody
oczyszczonej

Monitorowanie w
czasie rzeczywistym
poziomu TOC

Priorytetowe informacje
pokazane w tym samym
czasie (status systemu,
TOC, alarmy)



Elastyczne dozowanie na cztery różne sposoby:

- regulacja przepływu- kropla po kropli lub do 2 litrów na minutę
- automatyczne dozowanie- od 50 ml do 60 litrów
- możliwość podłączenia opcjonalnego pedału nożnego
- blokada dozowania w celu napełnienia naczynia

Parametry techniczne:

MODEL	PURELAB flex 2
Dzienne zużycie	> 10 litrów
Przepływ- maksimum	Do 2 l/min
Związki nieorganiczne (przy 25°C)	18,2 MΩ*cm
Związki organiczne (TOC)	< 5 ppb
Pobór z wewnętrznego zbiornika	-
Bakterie (z filtrem POU)	< 1 CFU/10 ml
Bakterie (z filtrem biologicznym)	< 1 CFU/10 ml
Endotoksyny (z filtrem biologicznym)	< 0,001 EU/ml
DNAzy (z filtrem biologicznym)	< 20 pg/ml
RNAzy (z filtrem biologicznym)	< 0,002 ng/ml
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	236 x 374 x 900 (1020) mm
Waga	11 kg
Napięcie wejściowe	100-240 V, 50-60 Hz
Pobór mocy podczas szczytowego zapotrzebowania	120 VA
Głośność	< 40 dBa

Zastosowanie:

Woda wstępnie oczyszczona

- elektrochemia
- elektroforeza
- GFAAS
- HPLC
- IC
- ICPAES
- ICPMS
- hodowla komórek
- biologia molekularna
- analizy jakościowe