

NOWOŚĆ



KALIBRATOR FOTOMETRYCZNY KF-10



GLÓWNE CECHY

- › Bardzo stabilne źródło światła
- › Nie musi się rozgrzewać
- › Automatyczne wyłączenie
- › Prosty w obsłudze

OPIS

Kalibrator fotometryczny KF-10 jest źródłem egzytancji świetlnej (wypromieniowywanej gęstości powierzchniowej strumienia świetlnego). Przeznaczony jest do przeprowadzania okresowych

sprawdzeń luksomierzy wyprodukowanych przez SONOPAN. Może współpracować także z głowicami fotometrycznymi innych producentów, pod warunkiem, że ich średnica zewnętrzna jest nie większa niż 44mm, a średnica detektora nie większa niż 12,5mm.

Układ optyczny oświetlacza i elektroniczna kontrola parametrów źródła światła gwarantują wysoką stabilność gęstości strumienia świetlnego. Kalibrator fotometryczny KF-10 jest niezastąpionym urządzeniem w każdym laboratorium posiadającym wdrożony system jakości.

SPECYFIKACJA

Parametry	Dane techniczne
Egzytancja świetlna	100lm/m ²
Natężenie oświetlenia w polu odbioru głowicy fotometrycznej	100lx
Temperatura barwowa źródła	3000K
Stabilność	±0,1% (dla pojedynczego cyklu pracy*), ±1% (po 3000 cyklach*)
Zasilanie	Zasilacz 12V
Temperatura pracy	0°C ÷ +40°C
Wymiary	80 x 80 x 110mm
Waga	750g

*) Czas pojedynczego cyklu pracy wynosi ok. 1 min. Po tym okresie przyrząd automatycznie wyłącza się

WYPOSAŻENIE

- › Zasilacz 12V
- › Pudełko

KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: laboratorium@merazet.pl