





Zbiorniki bezciśnieniowe TR

Producent: AIR LIQUIDE

Pojemniki serii TR są to naczynia bezciśnieniowe przeznaczone do magazynowania i transportowania ciekłego azotu. Ich konstrukcją z lekkiego aluminium z szyjką z tworzywa zespolonego zapewnia lekkość naczynia, jego odporność i znikome wyparowanie azotu. Poliuretanowa powłoka lakiernicza zapewnia wysoką jakość i wydłuża żywotność zbiornika.

Dodatkowe elementy wyposażenia zbiorników TR ułatwiają pracę i umożliwiają zwiększenie jej efektywności:

- podstawa na kółkach - A
- uchwyty przechyłowe - B
- węże przesyłowe - C
- lance przesyłowe z króćcem anty-rozpryskowym - D
- system DL3 do ciśnieniowej dekantacji - E



Parametry techniczne:

Modele	TR11	TR21	TR26	TR35	TR60	TR100
Charakterystyka						
Pojemność użytkowa (l)	12,2	21,5	26	33,6	60	99
Dzienne odparowanie (l/dzień)*	0,18	0,18	0,2	0,24	0,4	0,55
Statyczny czas trzymania (dni)*	67	119	130	140	150	180
Ciężar pustego naczynia (kg)	7,5	11	13,5	15,8	21,5	29,5
Ciężar pełnego naczynia (kg)	17,3	28,3	34,6	43	70	110
Średnica szyjki (mm)	50	50	50	50	50	50
Średnica zewnętrzna (mm)	308	388	388	468	468	510
Wysokość wewnętrzna (mm)	530	535	612	580	800	933
Wysokość naczynia (mm)	584	605	669	655	869	986

* dzienne odparowanie i statyczny czas trzymania został zmierzony w 20°C, 1013 mb, (zbiornik nieruchomy, zamknięte wieczko). Wartości te są nominalne i mogą się różnić w zależności od zużycia i tolerancji wykonania.

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865

19 33

e-mail: laboratorium@merazet.pl