



TESTER pH TP-3

Producent: ELMETRON

- Mierzy pH cieczy o niewielkiej zawartości osadów i temperaturach do 55°C oraz temperaturę cieczy w zakresie od 0°C do 55°C.
- Wyniki pomiarów pH i temperatury są jednocześnie wyświetlane.
- Kieszonkowa, bryzgoszczelna obudowa umożliwia pracę podczas deszczu.
- Szybka stabilizacja wyniku.
- Automatyczna kompensacja temperatury.
- Kalibracja 1 punktowa (w buforze 6,86 pH lub 7.00 pH).
- W zestawie saszetka do wykonania 250 ml roztworu buforowego (6,86 pH).
- Długotrwała praca bez wymiany baterii.
- Niewymienne elektrody.
- Cena zbliżona do ceny elektrody pH-metrycznej.
- Gwarancja 12 miesięcy.

Dane techniczne

Zakres pH / temp.	0 ÷ 14 pH / 0 ÷ 55°C
Rozdzielczość pH / temp.	0,01 pH / 0,1°C
Dokładność pH / temp.	±0,1 pH / ±1°C
Zakres kompensacji autom.	5 ÷ 50°C
Ilość punktów kalibracji	1 (6,86 lub 7.00 pH)
Zasilanie	Baterie 4 x 1,5V
Wymiary / Waga	170 x 36 x 23 mm / 91 g
Elektrody	niewymienne

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: laboratorium@merazet.pl