



Stadło magnetyczne MS-S
Wytwórca: Dragon Laboratory Instrument Limited

Stadło magnetyczne bez wyświetlacza, regulacja obrotów za pomocą pokrętki. Urządzenie zasilane w bezszczotkowy silnik. Platforma odporna chemicznie, wykonana z Ceranu.

Parametry	MS-S
Wymiary platformy mm	Ø 135
Materiał platformy	Ceran
Max. objętość cieczy l	20
Max. długość mieszadełek mm	80
Obroty rpm	0-1500
Regulacja obrotów	Za pomocą pokrętki
Wymiary mm	160 x 280 x 85
Waga kg	2,8
Klasa ochrony	IP 42

Certyfikat CE

KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: laboratorium@merazet.pl