



10-STANOWISKOWE KLASYCZNE MIESZADŁO MAGNETYCZNE MS-M-S10 Dragonlab

- zakres prędkości: 0-1100 obr./min.
- wysokowydajne 10-stanowiskowe mieszadło magnetyczne, minimalizujące wykorzystywaną przestrzeń
- bezszczotkowy silnik zapewniający stałą prędkość mieszania
- platforma ze stali nierdzewnej z pokryciem silikonowym, antypoślizgowa i antykorozyjna

16-STANOWISKOWE MIESZADŁO MAGNETYCZNE MS-M-S16 Dragonlab



- zakres prędkości: 0-1100 obr./min.
- wysokowydajne 16-stanowiskowe mieszadło magnetyczne minimalizujące wykorzystywaną przestrzeń
- platforma ze stali nierdzewnej z pokryciem silikonowym, antypoślizgowa i antykorozyjna
- 16 elementów mieszających w konfiguracji czterorzędowej z indywidualną kontrolą prędkości

Parametry	MS-M-S10	MS-M-S16
Wymiary platformy [mm]	180 x 450	365 x 345
Materiał platformy	stal nierdzewna z powłoką silikonową	stal nierdzewna z powłoką silikonową
Typ silnika	bezszerotkowy DC	bezszerotkowy DC
Moc silnika wejściowa [W]	12	12
Moc silnika wyjściowa [W]	4	4
Moc [W]	20	20
Zasilanie	100-120/200-240 V, 50/60 Hz	100-120/200-240 V, 50/60 Hz
Liczba stanowisk mieszających	10	16 (4 rzędy)
Maksymalna pojemność [L]	0.4 x 10	0.4 x 16
Maksymalna długość elementu mieszającego [mm]	40	40
Zakres prędkości [Obr/min]	0-1100	0-1100
Wyświetlanie prędkości	Skala	skala
Klasa ochronności	IP2X	IP2X
Wymiary [mm]	182 x 622 x 65	380 x 622 x 65
Waga [kg]	3.2	6
Dopuszczalna temperatura otoczenia [°C]	5-40	5-40
Dopuszczalna wilgotność względna [%]	80	80

KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: laboratorium@merazet.pl