

Mieszadło magnetyczne z grzaniem MS-H280-Pro

Producent: DragonLab Instruments



Model MS-H280-Pro przeznaczony jest do mieszania max. objętości 3 litrów. Mieszadło można doposażyć w czujnik temperatury PT1000-A umożliwiający kontrolę temperatury mieszanej cieczy oraz statyw do czujnika umieszczany w obudowie mieszadła wraz z uchwytem do czujnika.

Parametry techniczne:

	MS-H280-Pro
Max. objętość [l]	3
Wymiary płyty grzewczej [mm]	Ø 135
Materiał płyty	Stal nierdzewna z powłoką ceramiczną
Moc [W]	515
Zasilanie [V]	200-240
Obroty [obr/min]	100-1500
Wyświetlacz	LED
Zakres temperatury [°C]	od temp. otoczenia do 280
Zabezpieczenie temperaturowe [°C]	320
Dokładność wyświetlania temperatury [°C]	+/-1
RS 232	-
Klasa ochrony	IP21
Wymiary sz x gł x wys [mm]	150 x 260 x 80
Waga [kg]	1,8

