



Mieszadło magnetyczne z grzaniem do 340 C
Producent: Dragon

Mieszadła magnetyczne z grzaniem wyposażona w wyświetlacz LCD (model MS-H-Pro+) lub bez wyświetlacza (model MS-H-S) charakteryzują się bezpiecznym grzaniem oraz pracą. Mieszadła wyposażone w bezszczotkowy silnik. Całkowicie zamknięta obudowa ze stopu aluminium spełnia klasę ochrony IP 42. Urządzenia posiadają diodę informującą, że platforma jest gorąca.

Nazwa		
Parametry	MS-H-Pro +	MS-H-S
Wymiary platformy mm	Ø 135	Ø 135
Max. objętość cieczy l	20	20
Max. długość mieszadła mieszającego mm	80	80
Obroty rpm	100-1500	0-1500
Dokładność regulacji obrotów w rpm	+/- 1	-
Zakres temperatury C	od temp. otoczenia do 340 C	od temp. otoczenia do 340 C
Wyświetlacz	LCD	-
RS 232	tak	-
Możliwość podłączenia czujnika PT 100	tak	-
Wymiary	160 x 280 x 85	160 x 280 x 85
Waga kg	2,8	2,8

Certyfikat CE

KONTAKT:

MERAZET S.A.
 ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
 e-mail: laboratorium@merazet.pl