

Mikroskopy odwrócone serii AE31 ELITE

Producent: Motic



Mikroskopy odwrócone serii AE31 ELITE zostały stworzone z myślą o rutynowej obserwacji hodowli komórkowych. Najnowsza seria obiektywów z systemu CCIS® gwarantuje najwyższą jakość obrazu dla jasnego pola i kontrastu fazowego.

Dane techniczne

Model	AE31E Binokular	AE31E Trinokular
Zdjęcie		
System optyczny	korygowany do nieskończoności CCIS®	
Nasadka okularowa	binokularowa	Trinokularowa (20:80 lub 0:100)
Regulacja odległości	48-75 mm	
Pochylenie	45°	
Okulary	N-WF10X/20mm z regulacją ± 5 dioptrii	
Rewolwer	pięciopozycyjny, pochylony	
Klasa obiektywów	CCIS® Plan Achromat, DIN	
Obiektywy	4X/0.10 (WD 23,5mm), PH10X/0.25 (WD 7,5mm) Ph1, LWD PH20X/0.40 (WD 7,0mm) Ph1, LWD 40X/0.50 (WD 3.0mm) Ph1	
Gwint obiektywów	W 4/5" x 1/36" (RMS standard)	
Stolik	stały z metalową i szklaną wkładką	
Wymiary stolika	200 x 239mm	
Kondensor	ELWD N.A. 0.30 (WD = 72mm), z przesłoną	
Wolny dystans roboczy	bez kondensora 231 mm	
Mechanizm ostrości	współosiowy mechanizm mikro/makro z regulacją oporu	
Dokładność śruby mikro	2 μ m	
Ruch w osi Z	10 mm	
Oświetlenie	Koehlera; wymiennie 6V/30W Halogen lub 3W LED / 12V/100W halogen; z regulacją natężenia	
Zasilacz	zewnętrzny	
Napięcie zasilania	100-240V (CE)	
Załączone akcesoria	filtry: niebieski, zielony, ND; suwak Ph z przesłoną Ph1, teleskop centrujący, klucze do przesłony fazowej, pokrowiec	

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań
tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: poczta@merazet.pl, www.merazet.pl

Wymiary	629 x 200 x 595 mm
Waga	13,2 kg