

Mikroskopy stereoskopowe SWIFT30

Producent: Motic



Seria mikroskopów stereoskopowych SWIFT30 oferuje trzy modele do wyboru. Model 30B oferuje stałe powiększenia 10x oraz 30x, model 30S oferuje stałe powiększenia 20x oraz 40x, natomiast model 39Z oferuje płynną zmianę powiększenia zoom w zakresie 10x – 30x. Wszystkie modele są bezprzewodowe, mają rozbudowany system oświetlenia LED (5 możliwych kombinacji), obsługiwane jedną ręką łapki do preparatu oraz regulację dioptryjną dla prawego okularu. W ergonomicznym projekcie uwzględniono również uchwyt do przenoszenia oraz wieszak na kabel zasilający. Seria SWIFT30 jest idealna dla szkół średnich, wyższych oraz pasjonatów.

- Ekonomiczne oświetlenie LED
- Wbudowany uchwyt na kabel i rączka do przenoszenia
- Zmiana powiększeń skokowa lub płynna (zoom)
- Obsługiwane jedną ręką łapki do preparatu
- Wbudowane akumulatory

Dane techniczne

Model	SWIFT 30B	SWIFT 30S	SWIFT 39Z
Zdjęcie			
Głowica	binokular nachylenie 45° obróć 360°		
Okulary	szerokokątne WF10x/20mm		
Obiektyw	1x i 3x zmieniacz powiększeń: dwupołożeniowy, skokowy	2x i 4x zmieniacz powiększeń: dwupołożeniowy, skokowy	1x-3x zoom
Ustawianie ostrości	zgrubne z regulacją oporu		
Statyw	podstawa ze stałą kolumną		
Oświetlenie	padające i przechodzące LED – 5 kombinacji		
Zasilanie	90-240V (CE), akumulatorowe		