

## Palnik gazowy Flame 100

Producent: WLD-TEC



- płomień bez konieczności użycia zapalnika
- innowacyjna i bezpieczna technologia
- bardzo łatwy w obsłudze
- ekonomiczny i przyjazny środowisku
- idealny do wszelkiego rodzaju zastosowań laboratoryjnych
- płomień ma średnicę 15 mm i pozwala na stopniowe ogrzewanie narzędzi dentystycznych jak również bezpieczną sterylizację
- rozmiar płomienia oraz jego intensywność mogą być łatwo regulowane

### Parametry techniczne:

- posiada system SCS (system kontroli bezpieczeństwa) oraz BHC (kontrola głowicy palnika)
- zdejmowana rura palnika
- posiada stojak na dwie ezy
- możliwość stosowania zarówno gazu ziemnego, jak i mieszanki propan-butan
- sterowanie mikroprocesorowe
- podłączenie gazu do zaworu 1/4"
- wymagane ciśnienie gazu ziemnego 18-25 mbar, gazu propan-butan 20-50 mbar
- temperatura płomienia:  
1200°C dla gazu propan-butan  
1170°C dla gazu ziemnego
- zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz
- wymiary: 89 x 34 x 88 mm
- waga: 385 g
- wysokość: 94 mm