



Czasze grzewcze KM-M / KM-ME
Producent: SAF Wärmetechnik

Czasze grzejne LabHEAT® przeznaczone do kolb okrągłodennych. Wyposażone w elastyczny element grzejny, pokryty włóknem szklanym i tworzywem sztucznym umieszczonym w metalowej obudowie z wbudowanym włącznikiem zasilania, strefy grzania, a także dodatkowym kontrolerem płynnej regulacji mocy grzania (model KM-ME) oraz bez kontrolera (model KM-M). Temperatura maksymalna elementu grzejnego 450°C. Dostarczane wraz z uziemnionym przewodem o długości 1,5 m i RCD (Residual Current Detection).

Model KM-M

Pojemność ml / l	Moc W	Strefa grzania	Nr kat.	Max temp. C	Zasilanie
50	55	1	91000050	450 °	230 V
100	100	1	91000100		
250	150	2	91000250		
500	200	2	91000500		
1	300	2	91001000		
2	500	2	91002000		
3	600	2	91003000		
4	750	2	91004000		
5	860	2	91005000		
6	1000	2	91006000		
10	1400	2	91010000		
20	2000	2	91020000		

Model KM-ME

Pojemność ml / l	Moc W	Strefa grzania	Nr kat.	Max temp. C	Zasilanie
50	55	1	92000050	450 °	230 V
100	100	1	92000100		
250	150	2	92000250		
500	200	2	92000500		
1	300	2	92001000		
2	500	2	92002000		
3	600	2	92003000		
4	750	2	92004000		
5	860	2	92005000		
6	1000	2	92006000		
10	1400	2	92010000		
20	2000	2	92020000		

Dostępny również model KM-MES do 450 °C z wodoodpornym elementem grzejnym.

KONTAKT:

MERAZET S.A.
 ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
 e-mail: laboratorium@merazet.pl

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: laboratorium@merazet.pl