



Łaźnie wodne serii BLUELINE Producent: WSL Polska

Najnowsza propozycja wodącego producenta łaźni wodnych WSL POLSKA: Seria BLUELINE reprezentuje nową generację łaźni wodnych.

Wyposażoną między innymi w:

- 3 silikonowe grzałki zapewniające jeszcze lepszą jednorodność i rozkład temperatury, zamontowane na zewnątrz wanny nie wymagają osłony
- Mikroprocesorowe regulatory temperatury
- Elektroniczny system kontroli poziomu wody
- Pulpit odporny na zachlapania i chemikalia
- Zabezpieczenie przed pracą „na sucho”
- Tryb gotowania
- Możliwość zaprogramowania 5 programów użytkownika
- Programowalna inteligentna temperatura alarmowa (tzw krocząca)
- Tryb gotowania
- Nieulotna pamięć (zapamiętane programy nie znikają z pamięci nawet po odłączeniu urządzenia od zasilania)
- Dwufunkcyjny TIMER automatycznie wyłączający urządzenie po upływie odmierzonego czasu

Łaźnie Wodne z serii BLUELINE posiadają szeroką gamę akcesoriów dodatkowych:

- Pokrywy z krążkami redukcyjnymi
- Półki
- Statywy
- Pokrywy pełne (płaskie lub dwuspadowe)
- Platformy do próbek
- Kosze na próbki

Łaźnie wodne BLUELINE	
Parametry	...
Zakres regulacji temperatury:	20-100st.C
Minimalna temp. robocza	+5st C powyżej temp. otoczenia
Działka elementarna regulatora temperatury	0.1 st C
Stabilność temperatury	+/- 0.3 st C
Zakres pracy TIMER-a	od 1 minuty do 99 godzin i 59 minut
Klasa ochronności	I
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Gwarancja	24 miesiące

Parametry techniczne						
Model łaźni	Wymiary zewn. dł x szer x gł (mm)	Wymiary wewn. dł x szer x gł (mm)	Wymiary użytkowe wanny dł x szer x gł (mm)	Zanurzenie max H (mm)	Pojemność wanny (l)	Moc (W)
BL 2/150	340 x 270 x 205	295 x 145 x 150	200 x 100 x 145	130	5,7	900
BL 2/200	340 x 270 x 255	295 x 145 x 200	200 x 100 x 195	180	7,3	900
BL 4/150	340 x 450 x 205	295 x 325 x 150	230 x 200 x 145	130	12	1500
BL 4/200	340 x 450 x 255	295 x 325 x 200	230 x 200 x 195	180	18	1500
BL 6/150	340 x 625 x 205	295 x 500 x 150	230 x 360 x 145	130	19	2200
BL 6/200	340 x 625 x 255	295 x 500 x 200	230 x 360 x 195	180	26	2200

KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: laboratorium@merazet.pl