

Łaźnie wodne

Producent: Froewag



Łaźnie wodne dla testu Marshalla (zgodnie z EN 12697-34). Urządzenie wyposażone jest w termostat grzałkę oraz pompę cyrkulacyjną. Na dnie misy znajduje się ruszt do przechowywania próbek. Podstawa i wieko wykonane ze stali nierdzewnej. Model 1.412 przystosowany dla piknometrów o pojemności 2000 ml

Model	1.410	1.412	1.413	1.414
Rozdzielczość regulacji temperatury:	0,2°C	0,2°C	0,2°C	0,2°C
Zakres regulacji temperatury:	+10 do +60 °C	+10 do +60 °C	+10 do +60 °C	+10 do +60 °C
Wymiary zewnętrzne	840 x 570 x 380 mm	840 x 570 x 630 mm	1000 x 740 x 630 mm	1200 x 740 x 630 mm
Wymiary wewnętrzne	620 x 410 x 260 mm	620 x 410 x 400 mm	820 x 610 x 305 mm	1000 x 610 x 305 mm
Waga urządzenia	46 kg	46 kg	50 kg	60 kg
Zasilanie	230 V 50 Hz 3,0 kW	230 V 50 Hz 3,0 kW	230 V 50 Hz 3,0 kW	230 V 50 Hz 3,0 kW