



NEW

Cechy

- Dzięki sprawdzonej technologii CMOS w połączeniu z transmisją USB 2.0 lub USB 3.0, obrazy są wyświetlane szybko i wyraźnie.
- Kamery te są również idealne w przypadku bardziej wymagających zastosowań, takich jak na przykład ciemne pole, kontrast fazowy czy aplikacje fluorescencyjne.
- Oprócz kamery, dostawa obejmuje wielojęzyczne oprogramowanie KERN Microscope VIS, kabel USB, różne adaptery okularowe oraz płytkę do kalibracji oprogramowania.

STANDARD



Model	Rozdzielczość	Interfejs	FPS	Typ przetwornika	Wielkość przetwornika	Kolor / Mono	Obsługiwany system operacyjny
KERN							
ODC 822	1,3 MP	USB 2.0	15 – 48	CMOS	1/3"	Kolor	Win XP, Vista, 7, 8, 10
ODC 824	3,1 MP	USB 2.0	11,5 – 45	CMOS	1/2"	Kolor	Win XP, Vista, 7, 8, 10
ODC 825	5,1 MP	USB 2.0	6,8 – 55	CMOS	1/2,5"	Kolor	Win XP, Vista, 7, 8, 10
ODC 831	3,1 MP	USB 3.0	27,3 – 53,3	CMOS	1/3"	Kolor	Win XP, Vista, 7, 8, 10
ODC 832	5,1 MP	USB 3.0	14,2 – 101,2	CMOS	1/2,5"	Kolor	Win XP, Vista, 7, 8, 10

Kamera C-mount – HDMI KERN ODC-85



NEW

Cechy

- Kamera mikroskopowa ODC-851 HDMI została zaprojektowana do bezpośredniego podłączenia do monitora, TV lub rzutnika za pomocą HDMI. Obrazy mogą być również zapisywane bezpośrednio na kartę SD dostarczaną wraz z urządzeniem.
- Jako alternatywa, podłączenie laptopa lub komputera jest dostępne również za pomocą USB 2.0.
- Kamera jest zasilana z zewnętrznego zasilacza 12V.
- Zakres dostawy: kamera, oprogramowanie, myszka USB, kabel USB 2.0, kabel HDMI oraz karta pamięci SD (4GB)

Zakres dostawy

STANDARD



Model	Rozdzielczość	Interfejs	FPS	Przetwornik	Wielkość przetwornika	Kolor / Mono	Obsługiwany system operacyjny
KERN							
ODC 851	2 MP	HDMI, USB 2.0, SD	30 – 60	CMOS	1/2,8"	Kolor	Win XP, Vista, 7, 8, 10