



Czasze grzewcze KM-R6 / KM-R3
Producent: SAF Wärmetechnik

Czasze grzejne LabHEAT przeznaczone do kolb okrągłodennych. Wielostanowiskowe, pokryte tworzywem sztucznym, odporna chemicznie obudowa (wys. x szer. x gł.) 290 x 1150 x 150 mm, 6-stanowiskowe (model KM-R6) lub 3-stanowiskowa (model KM-R3). Każde stanowisko posiada osobną kontrolę temperatury poprzez kontroler, dostarczane z uziemionym przewodem o dł. 1.5 m i RCD (Residual Current Detection).

Model KM-R6

Pojemność ml / l	Moc W	Strefa grzania	Nr kat.	Max temp. C	Zasilanie
6 x 100	6 x 100	1	93600100	450 °	230 V
6 x 250	6 x 220	1	93600250		
6 x 500	6 x 330	1	93600500		
6 x 1000	6 x 495	1	93601000		

Model KM-R3

Pojemność ml / l	Moc W	Strefa grzania	Nr kat.	Max temp. C	Zasilanie
3 x100	3 x 110	1	93300100	450 °	230 V
3 x 250	3 x 220	1	93300250		
3 x 500	3 x 330	1	93300500		
3 x 1000	3 x 495	1	93301000		

KONTAKT:

MERAZET S.A.
 ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
 e-mail: laboratorium@merazet.pl