

Pipety jednokanałowe o zmiennej pojemności Discovery Comfort

Producent: HTL



- Blokada nastawy pojemności
- Rękojeść idealnie dopasowana do dłoni
- System miękkich sprężyn
- Kolorowe pierścienie
- Większe cyfry w liczniku nastawy
- Autoklawowalna w całości
- Odporna na promieniowanie UV
- Wyposażona w podwójny system nastawy pojemności
- Regulowana długość wyrzutnika
- Doskonałe parametry dokładności i powtarzalności

Parametry techniczne:

Model	Nr.Kat.	Kolor	Pojemność(μl)	A(%)	P(%)	Końcówka
DV2* D2*	4041 4051	CZERWONY	0.2 1.0 Max 2.0	± 12.0 ± 2.7 ± 1.5	± 6.0 ± 1.3 ± 0.7	10 μl
DV10 D10	4042 4052	CZERWONY	Min 0.5 5.0 Max 10.0	± 4.0 ± 1.0 ± 0.5	± 2.8 ± 0.6 ± 0.4	10 μl
DV20 D20	4043 4053	ŻÓŁTY	Min 2 10 Max 20	± 3.0 ± 1.0 ± 0.8	± 1.5 ± 0.5 ± 0.3	200 μl
DV50 D50	4047 4057	ŻÓŁTY	Min 5 25 Max 50	± 2.5 ± 1.0 ± 0.8	± 2.0 ± 0.6 ± 0.4	200 μl
DV100 D100	4044 4054	ŻÓŁTY	Min 10 50 Max 100	± 1.6 ± 0.8 ± 0.8	± 0.8 ± 0.24 ± 0.2	200 μl
DV200 D200	4045 4055	ŻÓŁTY	Min 20 100 Max 200	± 1.2 ± 0.8 ± 0.6	± 0.6 ± 0.25 ± 0.2	200 μl
DV250 D250	4040 4050	ZIELONY	Min 50 125 Max 250	± 1.0 ± 0.8 ± 0.6	± 0.4 ± 0.3 ± 0.3	300 μl
DV1000 D1000	4046 4056	NIEBIESKI	Min 100 500 Max 1000	± 1.6 ± 0.7 ± 0.6	± 0.4 ± 0.2 ± 0.15	1000 μl
DV5000 D5000	4048 4058	BIAŁY	Min 1000 2500 Max 5000	± 0.6 ± 0.6 ± 0.5	± 0.25 ± 0.2 ± 0.15	5000 μl
DV10000 D10000	4049 4059	BIAŁY	Min 1000 5000 Max 10000	± 2.5 ± 0.8 ± 0.5	± 0.6 ± 0.3 ± 0.2	10000 μl

*Na specjalne zamówienie HTL oferuje niestandardową wersję pipet (D) z kolorowymi trzonami.
DV/D2 – minimalna pojemność 0.1 μl