



System ssący BIOVAC 106 Producent: Welch-Ilmvac

System ssący do odsysania cieczy oraz niewybuchowych pozostałości ze szkła laboratoryjnego, szalek Petriego, szkiełek mikroskopowych oraz pozostałych naczyń.

Zastosowanie:

- aspiracja
- filtracja
- usuwanie
- przemysywanie
- pobieranie

Zalety konstrukcji:

- posiada wbudowaną oprawę na filtry membranowe między pojemnikiem i pompą do filtrów o maksymalnej porowatości 0,22 μm i średnicy 55 mm. (fabrycznie wmontowany filtr PTFE 0,22 μm / 55 mm średnicy)
- zawiera odporną na działanie chemikaliów pompę próżniową
- podłączane do pompy przy pomocy szybkozłączek z obustronnym wentylem odcinającym
- uchwyt do pipet pozwala na podłączenia różnych pipet lub końcówek szklanych
- opcjonalnie dostępny pedał nożny

Wydajność	0,72 m ³ /h lub 25 ml/s
Próżnia końcowa	100 mbar
Temperatura pracy	+10 do +40°C
Temperatura medium	max. +40°C
Wymiary	355x 145 x 277 mm
Masa	14,2 kg
Zasilanie	115/230 V 50/60 Hz



Zastosowanie:

aspiracja, filtracja, usuwanie pozostałości.



- Aspiracja próbek biologicznych, cieczy i płynów
- Aspiracja kultur komórek, bakterii
- Pobieranie biologicznych cieczy i płynów
- Przemysywanie

KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: automatyka@merazet.pl

Handvac system – kompletne narzędzie do aspiracji

regulacja ssania przez
wciśnięcie przycisku na górze
handvac

wygodne złącze do
podłączenia węża
próżniowego

perfekcyjny kształt,
dopasowany do dłoni



Łatwo wymienialne adaptery i akcesoria

Akcesoria:

Słoik 2 l, autoklawowalny
112523-1



Pedał nożny
112529



Filtr
828840-20



Gumowy adapter do
pipet Pasteura



1 kanałowy adapter do
końcówek

828852-05



8 kanałowy adapter ze
stali nierdzewnej

828852-03



Statyw do akcesoriów
Handvac



8 kanałowy adapter do
końcówek

**KONTAKT:**

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: automatyka@merazet.pl

Dane do zamówień / numery pakietów



System aspiracyjny BIOVAC 106
Numer katalogowy: 112037

- BIOVAC 106
- Odbiornik wydzielin 2 litrowy, autoklawowalny
- Handvac professional
- Wąż próżniowy



System aspiracyjny BIOVAC 106
Numer katalogowy: 112037-02

- BIOVAC 106
- Odbiornik wydzielin 2 litrowy, autoklawowalny
- Zapasowy pojemnik szklany 2 litrowy
- Handvac professional
- Pedał nożny do sterowania
- Wąż próżniowy



Handvac proffesional
Numer katalogowy: 112580

- Komplet ręcznego pipetora Handvac
- 1 kanałowy adapter do końcówek
- 8 kanałowy adapter do końcówek
- 8 kanałowy adapter ze stali nierdzewnej
- Gumowy adapter do pipet Pasteura
- Statyw
- Wąż próżniowy



podwójny handvac
Numer katalogowy: 112580-02

- Ręczny pipetor handvac
- Trójnik Y
- Wąż próżniowy



Podstawowy handvac
Numer katalogowy: 112580-01

- Ręczny pipetor handvac
- 1 kanałowy adapter do końcówek
- Gumowy adapter do pipet Pasteura
- Wąż próżniowy

KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: automatyka@merazet.pl