

Pipety jednokanałowe o zmiennej pojemności Discovery Pro

Producent: HTL



- Nowe pipety jednokanałowe i wielokanałowe
- Blokada nastawy pojemności
- Rękojeść idealnie dopasowana do dłoni
- Szybka nastawa pojemności
- 4-cyfrowy licznik
- System miękkich sprężyn
- Izolacja termiczna
- Niezawodny system uszczelek
- Łatwa rekwalibracja
- Autoklawowalna w całości
- Odporna na promieniowanie UV
- Długi skok wyrzutnika
- Łatwa w czyszczeniu
- Doskonałe parametry dokładności i powtarzalności
- Ultra lekka pipeta

Parametry techniczne:

Model	Nr.Kat	Kolor	Pojemność(μl)	A(%)	P(%)	Końcówka
DP2*	6001	CZERWONY	0.2 1.0 Max 2.0	± 12.0 ± 2.7 ± 1.5	± 6.0 ± 1.3 ± 0.7	
DP10	6002	CZERWONY	Min 0.5 5.0 Max 10.0	± 4.0 ± 1.0 ± 0.5	± 2.8 ± 0.6 ± 0.4	10 μl
DP20	6003	ŻÓŁTY	Min 2 10 Max 20	± 3.0 ± 1.0 ± 0.8	± 1.5 ± 0.5 ± 0.3	
DP100	6004	ŻÓŁTY	Min 10 50 Max 100	± 1.6 ± 0.8 ± 0.8	± 0.8 ± 0.24 ± 0.2	200 μl
DP200	6005	ŻÓŁTY	Min 20 100 Max 200	± 1.2 ± 0.8 ± 0.6	± 0.6 ± 0.25 ± 0.2	
DP1000	6006	NIEBIESKI	Min 100 500 Max 1000	± 1.6 ± 0.7 ± 0.6	± 0.4 ± 0.2 ± 0.15	1000 μl

DP – minimalna pojemność 0.1 μl