

Mikroskopy stereoskopowe serii ST-30

Producent: MOTIC



Klasyczny mikroskop stereoskopowy o bardzo dobrej jakości optyki.
Powiększenia przy wyposażeniu standardowym: 20x i 40x.

Dane techniczne:

Model	ST-30C 2LOO	ST-30C 2LOO (C)	ST-30C 6LED Cordless	ST-36C 2LOO	ST-36C 2LED Cordless	ST-37C 2LOO
Rysunek						
Głowica	binokular, nachylenie 45°			binokular, obrót 360°, nachylenie 45°		
Okulary	szerokokątne WF10x/20mm					
Obiektyw	2x i 4x zmieniacz powiększeń: dwupołożeniowy, skokowy					
Ustawianie ostrości	zgrubne z regulacją oporu					
Statyw	podstawa z kolumną					
Oświetlenie	padające i przechodzące, 12V/10W		padające i przechodzące, LED	padające i przechodzące, 12V/10W	padające i przechodzące, LED	padające i przechodzące, 12V/10W
Zasilanie	220-240V (CE)		100-240V (CE), akumulatory z ładowarką	220-240V (CE)	100-240V (CE), akumulatory z ładowarką	220-240V (CE)
W zestawie	płytki biało-czarna, pokrowiec					