

## Łaźnie wodne seria W EP

Producent: Laboplay



Łaźnie typu WEP to nowoczesne łaźnie wyposażone w uchylną estetyczną pokrywę poliwęglanową.

- mikroprocesorowy regulator temperatury z wyświetlaczami typu LED temperatury zadanej i mierzonej
- utrzymanie temperatury w łaźni z dokładnością 0,2 stopnia poprzez zastosowanie regulacji PID
- alarm odchylkowy przekroczenia temperatury
- funkcja minutnika z blokadą grzania i alarmem dźwiękowym
- pojemności 18 i 24 litry.
- obudowa łaźni wykonana z estetycznej, nierdzewnej blachy dekoracyjnej
- dostępne głębokości; 150 i 200 mm
- pływakowa sygnalizacja zbyt niskiego poziomu z blokadą grzania
- zastosowanie zasilania impulsowego oraz sterowania elementem grzejnym przełącznikiem półprzewodnikowym zapewnia długotrwałą żywotność urządzenia
- sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury

| Model                  | W 18EP                                         | W 24EP          |
|------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Wymiary wanny mm       | 505 x 300 x 150                                | 505 x 300 x 200 |
| Wymiary zewnętrzne mm  | 530 x 328 x 300                                | 530 x 328 x 350 |
| Moc maksymalna W       | 1200                                           | 1800            |
| Pojemność wanny l      | 18                                             | 24              |
| Zakres minutnika       | 1 do 5999 minut                                |                 |
| Napięcie zasilania     | 230 VAC, 50 – 60 Hz                            |                 |
| Zakres pracy           | Od 5° powyżej temperatury otoczenia do 100,0°C |                 |
| Stabilność temperatury | ± 0,2 °C                                       |                 |
| Rozdzielczość          | Co 0,1 °C                                      |                 |
| Wyświetlacz            | 2 x 4 cyfry LED                                |                 |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- poliwęglanowa pokrywa uchylna
- funkcja minutnika w zakresie od 1 do 5999 minut z alarmem zakończenia odliczania czasu
- nierdzewna wkładka półka wykonana z blachy perforowanej
- spust wody
- przewód zasilający

### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- nierdzewne koszyki na próbówki
- perforowany wkład z naciągami sprężynowym na kolby
- platforma pod uchwyty kolb stożkowych typu Erlenmeyera
- zestawy uchwytów do kolb stożkowych o pojemnościach 100, 200, 250 i 300 ml.