

Mieszadła mechaniczne typ OS-20/40

Producent: Dragonlab Instruments



Mieszadło OS20-S / OS40-S



Mieszadło OS40-Pro / OS20-Pro

Nowoczesne mieszadła mechaniczne o dużej mocy. Dostępne zarówno modele analogowe typ OS20-S, OS40-S i cyfrowe typ: OS20-Pro i OS40-Pro różniące się również maksymalną ilością mieszanej cieczy: 20 litrów modele 20 i 40 litrów modele 40.

Modele analogowe zapewniają:

- Cyfrowy odczyt obrotów na wyświetlaczu LED
- Bezstopniową regulację obrotów
- Mikroprocesory regulator prędkości kompensujący zmiany lepkości itp.
- Cichą i bezawaryjną pracę
- Obwody zabezpieczające przed przeciążeniem

Dodatkowo modele cyfrowe:

- Cyfrowe sterowanie, wyświetlacz LED
- Dużą precyzję nastawy obrotów
- Opcję łagodnego startu
- Wybór wyświetlania prędkości lub momentu obrotowego
- Interfejs RS232

Parametry techniczne:

Model	OS20-S	OS40-S	OS20-Pro	OS40-Pro
Max. objętość mieszania	20	40	20	40
Prędkość nastawna [obr./min]	0-2200	0-2200	50-2200	50-2200
Wskaźnik parametrów	LED	LED	LCD	LCD
Max. lepkość cieczy [mPas]	10.000	50.000	10.000	50.000
Średnica trzpienia [mm]	0,5-13	0,5-13	0,5-13	0,5-13
Wymiary [mm]	83 x 220 x 186	83 x 220 x 186	83 x 220 x 186	83 x 220 x 186
Waga [kg]	2,5	3,5	2,5	3,5