



Potrójne formy styropianowe BRECON 60szt

Typ: BC200001



Dane techniczne

Każda forma dla 3 próbek	
Długość [mm]	160
Szerokość [mm]	40
Wysokość [mm]	40
Waga formy [kg]	0,023
Ilość szt	60
Waga opakowania [kg]	2,92
Kod	39031100
Kraj pochodzenia	DE
Uwagi	Bez pokrywki

Wymiary zewnętrzne

Forma potrójna [mm]	
L x B x H	190 x 180 x 50
Opakowanie [mm]	
L x B x H	655 x 420 x 525

Grafika



KONTAKT:

BRECON Vibrationstechnik GmbH - smart vibration technology

Stolberger Straße 393 · 50933 Cologne · Germany
Phone: +49 221 9544270 · Fax: +49 221 9544277
www.brecon.de · info@brecon.de

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: poczta@merazet.pl