



Suszarki z wymuszonym obiegiem powietrza - seria FD Classic.Line

- zakres temperatury od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 300°C
- wnętrze ze stali nierdzewnej, obudowa malowana proszkowo
- cyfrowe nastawianie temperatury co 1°C
- kontroler LED ze zintegrowanym zegarem od 0 do 99 godz. 59 min lub pracą ciągłą
- funkcja rampy temperaturowej
- system wstępnego nagrzewania APT.Line
- zabezpieczenie temperaturowe kl. 2 (DIN 12880) z alarmem wizualnym
- regulowana wentylacja wnętrza komory dzięki suwakowi wentylacyjnemu z przodu i z kanałowi odprowadzającemu z tyłu urządzenia o średnicy 50 mm

Model		FD 23
Wymiary zewnętrzne		
Szerokość	mm	435
Wysokość (włącznie z nóżkami/kółkami)	mm	495
Głębokość	mm	520
Wymiary wewnętrzne		
Szerokość	mm	222
Wysokość	mm	330
Głębokość	mm	300
Pojemność wewnętrzna	l	20
Półki chromowane	standard/max	2/3
Dopuszczalne obciążenie na półkę	kg	12
Dopuszczalne obciążenie całkowite	kg	25
Waga pustego urządzenia	kg	33
Jednorodność temperatury w 150°C	±K	2,2
Fluktuacje temperatury	≤±K	0,3
Czas nagrzewania do 150°C	min	22
Czas powrotu do nastawionej temperatury po otwarciu drzwi na 30 sek. w 150°C	min	4
w 300°C	min	9
Wymiana powietrza w 150°C	x/h	64
Napięcie znamionowe (±10%) 50/60 Hz	V	230
Moc znamionowa	W	800
Zużycie energii w 150°C	W	300
Ilość drzwi		1

KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: laboratorium@merazet.pl



Suszarki z wymuszonym obiegiem powietrza – seria FD Avantgarde.Line

- wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej
- zakres temperatury od 10°C powyżej temperatury otoczenia do 300°C
- obudowa malowana proszkowo
- technologia komory wstępnego nagrzewania APT.Line
- kontroler z wyświetlaczem LCD i zegarem
- cyfrowe nastawianie temperatury co 1°C
- niezależne zabezpieczenie temperatury klasy 2 z alarmem wizualnym
- 2 półki ze stali chromowanej w standardzie
- elektromechaniczna regulacja klapki wentylacyjnej
- port USB dla zapisu danych

Model		FD 56	FD 115	FD 260
Wymiary zewnętrzne				
Szerokość	mm	560	710	810
Wysokość (włącznie z nóżkami/kółkami)	mm	625	735	965
Głębokość	mm	565	605	760
Wymiary wewnętrzne				
Szerokość	mm	400	550	650
Wysokość	mm	440	550	780
Głębokość	mm	345	385	515
Pojemność wewnętrzna	l	60	116	259
Dopuszczalne obciążenie na półkę	kg	15	20	30
Ciężar pustego urządzenia	kg	40	50	96
Jednorodność temperatury w 150°C	±K	1,7	1,7	1,9
Czas nagrzewania do 150°C	min	15	20	20
Czas powrotu do ustawionej temperatury po otwarciu drzwi na 30 sek. w 150°C	min	5	5	7
Napięcie znamionowe (±10%) 50/60 Hz	V	230	230	230
Moc znamionowa	W	1100	1300	2300
Zużycie energii w 150°C	Wh/h	290	340	420
Ilość drzwi		1	1	1

Wyposażenie dodatkowe:

- dodatkowe półki chromowane
- półki ze stali nierdzewnej, również perforowane, wzmacniane
- blokada drzwi
- drzwi z okienkiem inspekcyjnym i oświetleniem wewnętrznym (15 i 30 W)
- zabezpieczenie temperatury klasy 3.1
- alarm akustyczny sygnalizujący przekroczenie zadanej temperatury
- certyfikaty kalibracji producenta, badanie rozkładu temperatury

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: laboratorium@merazet.pl