

FIZYKA

CHEMIA
BIOLOGIA

INŻYNIERIA



NOWOŚĆ

NAGRODA WORLDDIDAC CASSY



FIZYKA, CHEMIA i BIOLOGIA

- Interfejs pomiarowy, czujniki i oprogramowanie do analizy
- Przeznaczony do programu nauczania szkół średnich
- Wygodne przechowywanie w walizce

LEYBOLD®



worlddidac
15th AWARD 2012

Nagroda WORLDDIDAC Zestawy CASSY

SENSOR-CASSY 2 oraz CASSY LAB 2 zostały odznaczone nagrodą WORLDDIDAC AWARD 2012. Z tej okazji chcielibyśmy zaoferować Państwu ekskluzywną edycję zestawów CASSY z nauk przyrodniczych w specjalnej cenie.

1.

Nagrodzone zestawy dostarczone są w praktycznej walizce.

2.

Walizki zawierają Sensor-CASSY 2 lub Pocket-CASSY 2 Bluetooth, zależnie od zapotrzebowania.



3.

Każda walizka zawiera 2 do 4 podstawowych czujników. Kolejne czujniki mogą być dokupione w dowolnym momencie.

4.

Pomiar, rejestracja danych i analiza mogą być wykonane przy pomocy oprogramowania CASSY LAB 2.

FIZYKA, CHEMIA i BIOLOGIA




Dzięki zestawom Worlddidac CASSY Kits, można z łatwością przeprowadzić doświadczenia przy pomocy komputera. Akwizycja danych pomiarowych może być wykonana stacjonarnym Sensor CASSY 2 lub mobilnym Pocket CASSY 2 Bluetooth. Dodatkowo, podstawowe czujniki z Fizyki, Chemii i Biologii są pogrupowane tematycznie.

Dzięki zestawom z Fizyki można wykonać pomiary prądu i napięcia, pola magnetycznego i temperatury. Wersja stacjonarna zawiera także czujnik siły a wersja mobilna czujnik przyspieszenia 3D.

Mobilne i stacjonarne zestawy z Chemii i Biologii są takie same. Zestaw z Chemii zawiera czujniki temperatury, pH oraz przewodności. Zestaw z Biologii umożliwia pomiary pulsu i rezystancji skóry.



Rejestracja siły odśrodkowej przy pomocy obrotowego ramienia siły odśrodkowej oraz czujnika siły S przy różnych prędkościach kątowych.



Przegląd zestawów WORLDIDAC AWARD CASSY KITS



		Nazwa	Nr kat.
FIZYKA		Zestaw z Fizyki SENSOR-CASSY 2 Zawiera Sensor-CASSY 2, oprogramowanie CASSY Lab 2 oraz czujniki siły, pola magnetycznego i temperatury.	524 013P
		Zestaw z Fizyki POCKET-CASSY 2 Zawiera Pocket-CASSY 2 Bluetooth z adapterem Bluetooth, akumulator do Pocket-CASSY 2 Bluetooth, oprogramowanie CASSY Lab 2 oraz czujniki przyspieszenia 3D, pola magnetycznego, napięcia, prądu i mocy.	524 018P
CHEMIA		Zestaw z Chemii SENSOR-CASSY 2 Zawiera Sensor-CASSY 2, oprogramowanie CASSY Lab 2 oraz czujniki temperatury, przewodności i pH.	524 013C
		Zestaw z Chemii POCKET-CASSY 2 Zawiera Pocket-CASSY 2 Bluetooth z adapterem Bluetooth, akumulator do Pocket-CASSY 2 Bluetooth, oprogramowanie CASSY LAB 2 oraz czujniki temperatury, przewodności i pH.	524 018C
BIOLOGIA		Zestaw z Biologii SENSOR-CASSY 2 Zawiera Sensor-CASSY 2, oprogramowanie CASSY Lab 2 oraz czujniki pulsu i rezystancji skóry.	524 013B
		Zestaw z Biologii POCKET-CASSY 2 Zawiera Pocket-CASSY 2 Bluetooth z adapterem Bluetooth, akumulator do Pocket-CASSY 2 Bluetooth, oprogramowanie CASSY LAB 2 oraz czujniki pulsu i rezystancji skóry.	524 018B

Oferujemy także pustą walizkę na CASSY (524 0035).

WWW.LD-DIDACTIC.COM

LEYBOLD®

Dystrybucja Merazet S.A.: www.merazet.pl