

Wirówka przeznaczona do pulpy papierniczej (celulozowej)

Producent: Andreas Hettich GmbH & Co. KG



Wirówka UNIVERSAL 320 R doposażona w odpowiednie wyposażenie znajduje zastosowanie w odwirowywaniu pulpy celulozowej zgodnie z normą oznaczania retencji wody w pulpie i papierze (WRV) na podstawie normy ISO 23714:2007. Zestaw składa się z wirówki z chłodzeniem, rotora horyzontalnego i zawieszek.

Parametry techniczne:

model	UNIVERSAL 320R
maks prędkość RPM przy zastosowaniu odpowiedniego wyposażenia	5000
maks przyspieszenie RCF	4,193 xg
Czas pracy	1sek - 99min59 sek, praca ciągłą, przycisk krótkiego zwirowania
min czas rozpędzania/hamowania do maks prędkości obrotowej	25/23
liczba charakterystyk rozpędzania/hamowania	9/9
zakres regulacji temp.	-20 do +40
ilość programów	10
zużycie energii	800VA
waga	ok. 53 kg
wymiary (mm)	346x395x695